

epiivo® – Juckreiz lindern mit Thermotherapie

Medizinprodukt: PZN 16236130

Anwendungszweck: Zur symptomatischen Behandlung von Juckreiz bei akutem und chronischem Pruritus.

Wirkprinzip: Durch das thermotherapeutische Verfahren wird konzentrierte Wärme lokal auf die juckende Hautpartie appliziert. Hautrezeptoren werden aktiviert und leiten den Wärmereiz weiter. Der Signalweg für den Juckreiz wird blockiert und Linderung kann einsetzen. epiivo® wirkt chemiefrei und ist daher auch für Schwangere, Allergiker und Kinder (ab 3 Jahren) geeignet.

Anwendung:



Je nach Therapiebedarf kann zwischen zwei Temperaturstufen (ca. 47 °C oder ca. 49 °C) ausgewählt werden.



Hautfreundliche keramische Kontaktfläche auf das betroffene Hautareal platzieren und Drucktaste betätigen.



Die Behandlungsdauer beträgt 5 Sekunden.



Hinweis: Bitte Gebrauchsanweisung befolgen.



Gut zu wissen:

- Juckreiz kann als Symptom einer Reihe von Hauterkrankungen auftreten.
- Es empfiehlt sich immer, die Ursachen für den Juckreiz ärztlich abklären zu lassen, vor allem bei chronischem Juckreiz.
- epiivo® ist dermatologisch getestet und sehr gut verträglich.
- ▶ Wirkprinzip in Studien belegt.
- Anwendung bei Kindern: Eine Eigenanwendung kann bei Kindern ab 12 Jahren erfolgen. Keine Anwendung bei Kindern unter 3 Jahren. Bedenken Sie bitte, dass Kinderhaut noch in der Entwicklung ist und damit sensibler auf Wärmereize reagieren kann. Eltern sollten daher zuvor prüfen, ob eine Behandlung für ihr Kind geeignet ist.

Weitere Information auf: www.epiivo.com

© DAP Networks GmbH, Stand März 2023
Mit freundlicher Unterstützung der mibeTec GmbH

